

**3º Relatório de Análise de Amostras
Pregão Eletrônico nº 02/2025 – Processo nº 48/2025**

O presente relatório tem por finalidade apresentar a análise técnica, pela Comissão nomeada através da Portaria nº 11/2025, das amostras de materiais de ostomia, incontinência, curativos e correlatos, encaminhadas para avaliação, no âmbito do Processo nº 48/2025, Pregão Eletrônico nº 02/2025.

A verificação foi conduzida conforme as especificações constantes no Termo de Referência e demais documentos do certame, observando-se os requisitos de qualidade, segurança, compatibilidade e conformidade com as normas.

O objetivo principal desta análise é atestar a adequação dos produtos apresentados às exigências editalícias, garantindo que os itens selecionados possam atender, de forma segura e eficaz, às necessidades assistenciais dos usuários.

Item	Descrição / Especificação	Amostra	Situação
49	COBERTURA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, MACIA, DE COR LEVEMENTE ACINZENTADA, DE MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA POR 100% DE FIBRAS DE CMC, CONCENTRAÇÃO DE 1,2% A 1,5% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFÍCIE DA FERIDA, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO ÚMIDO QUE AUXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO) E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO, COMBATENDO O BIOFILME. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME. TAMANHO 10 X 10 CM.	Marca: CONVATEC Modelo: AQUACEL AG+	APROVADO
50	COBERTURA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, MACIA, DE COR LEVEMENTE ACINZENTADA, DE MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA POR 100% DE FIBRAS DE CMC, CONCENTRAÇÃO DE 1,2% A 1,5% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO.	Marca: CONVATEC Modelo: AQUACEL AG+	APROVADO

	COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFÍCIE DA FERIDA, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO ÚMIDO QUE AUXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO) E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO, COMBATENDO O BIOFILME. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME. TAMANHO 15 X 15 CM.		
51	CURATIVO BOTA DE UNNA - CURATIVO BOTA DE UNNA, COMPOSTO POR BANDAGEM ELÁSTICA LATERAL, IMPREGNADA COM PASTA COMPOSTA POR GLICERINA, ÓXIDO DE ZINCO, ÓLEO DE RÍCINO, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA, TRAMA COM ALGODÃO E POLIÉSTER, COM COSTURA DE REFORÇO NAS LATERAIS, PROMOVENDO O ACABAMENTO DA TRAMA. QUE TENHA OS EMOLIENTES DISTRIBUÍDOS EM TODA SUA EXTENSÃO, COM UMIDADE HOMOGÊNEA. INDICADO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA LINFÁTICO DOS MEMBROS INFERIORES, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 7 DIAS. TAMANHO APROXIMADO EM 10,20 CM DE LARGURA X 9,14 M DE COMPRIMENTO. DEVERÁ CONSTAR NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Marca: CONVATEC Modelo: FLEXI DRESS	APROVADO
52	CURATIVO HIDROCOLÓIDE COM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA HOMOGÊNEA DE BORDA A BORDA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM E MÁXIMA DE 6 MM, PRODUTO ESTÉRIL, COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA COM 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CMC SÓDICA), POLISOBUTILENO E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS ADICIONADOS A FÓRMULA PARA CONTROLE DA FORMAÇÃO DO GEL. COM UMA CAMADA DE EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO QUE OFERECE UMA BARREIRA BACTERIANA-VIRAL COMPROVADA EM BULA. SEM ALGINATO DE CÁLCIO E OUTROS COMPONENTES. APRESENTAÇÃO EM PLACAS DE 20 X 20 CM. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Marca: CONVATEC Modelo: DUODERM CGF	APROVADO
60	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE, CONSTITUÍDO DE CINCO CAMADAS, SENDO: UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS E UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADO.	Marca: PHARMAPLAST Modelo: FIBROSOL FOAM GENTLE	APROVADO

	INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. MANTÉM O MICROCLIMA IDEAL NA PELE E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. TAMANHO 15X15 CM		
62	CURATIVO SUPERABSORVENTE COMPOSTO POR CENTRO DE POLIACRILATO DE SÓDIO E CELULOSE NÃO TECIDOS, NÃO ADESIVO, ESTÉRIL. O CURATIVO DEVE SER ADAPTAVEL, SUAVE E TER ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO, REDUZINDO O EXCESSO DE MMPS. TAMANHO: 10X10 CM	Marca: CONVATEC Modelo: CONVAMAX	APROVADO
66	CURATIVOS DE ESPUMA NÃO ADESIVO, TAMANHO 10X10 CM, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 6 CAMADAS, CONTENDO FILME EXTERNO DE POLIURETANO REVESTIDO DE ADESIVO ACRÍLICO, CAMADA DE ESPUMA/ ALMOFADA DE POLIURETANO; CAMADA DE ADESIVO DE REVESTIMENTO DE DISPERSÃO COMPOSTA POR POLICAPROLACTONA, CAMADA DE FIBRAS SUPERABSORVENTES DE POLIACRILATO DE SÓDIO E POLIÉSTER, CAMADA DE POLICAPROLACTONA E CAMADA CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM INDICAÇÃO DE USO PARA: ÚLCERA DE PERNA, ÚLCERA POR PRESSÃO, ÚLCERA DE PÉ DIABÉTICO, FERIDAS CIRÚRGICAS E FERIDAS TRAUMÁTICAS. PODE SER UTILIZADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO. OS CURATIVOS DEVERÃO SER UTILIZADOS POR ATÉ 7 DIAS.	Marca: CONVATEC Modelo: CONVAFOAM	APROVADO
67	CURATIVOS DE ESPUMA NÃO ADESIVO, TAMANHO 15X15 CM, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 6 CAMADAS, CONTENDO FILME EXTERNO DE POLIURETANO REVESTIDO DE ADESIVO ACRÍLICO, CAMADA DE ESPUMA/ ALMOFADA DE POLIURETANO; CAMADA DE ADESIVO DE REVESTIMENTO DE DISPERSÃO COMPOSTA POR POLICAPROLACTONA, CAMADA DE FIBRAS SUPERABSORVENTES DE POLIACRILATO DE SÓDIO E POLIÉSTER, CAMADA DE POLICAPROLACTONA E CAMADA CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM INDICAÇÃO DE USO PARA: ÚLCERA DE PERNA, ÚLCERA POR PRESSÃO, ÚLCERA DE PÉ DIABÉTICO, FERIDAS CIRÚRGICAS E FERIDAS TRAUMÁTICAS. PODE SER UTILIZADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO. OS CURATIVOS DEVERÃO SER UTILIZADOS POR ATÉ 7 DIAS.	Marca: CONVATEC Modelo: CONVAFOAM	APROVADO

Diante do exposto, encaminhamos o Relatório ao Senhor Pregoeiro para prosseguimento do certame.



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA
MICRORREGIÃO DE PENÁPOLIS**

Alto Alegre – Avanhandava – Barbosa – Braúna – Glicério – Luiziana – Penápolis

CNPJ: 55.750.301/0001-24

Penápolis, 22 de outubro de 2025

Rosângela Aparecida Ortiz Lopes
Diretora Técnica de Enfermagem do CIMPE

Fábio Ribeiro da Silva
Chefe Técnico do CAPS II/ AD

Patrícia Antikeira dos Santos
Enfermeira